

Egy készülékben egy egész laboratórium

Korszakváltás a preparatív kémiában

Ez a MYA4 kora!

Reakciók *ugyanabban* a készülékben 4 független zónában:

- 0,5 ml – 400 ml között
- -30 °C – 180 °C között
- mágneses és felső keverési lehetőség
- akár 10 lépcsős protokoll írás
- 24/7 folyamatos ellenőrzés és szabályozás
- igény szerinti perifériák csatlakoztatása



Radleys: Vezető a vegyipari eszközök innovációjában



kvalitex

Kvalitex Kft.
1136 Budapest, Pannónia u. 11.
Tel.: (1)-340-4700
Fax: (1)-339-8274
E-mail: info@kvalitex.hu
Weblap: www.kvalitex.hu

[Leíratkozás a Mya4 hírlevélről](#)